



# Mini Mezclador Vortex



*Mezclador Mini Vortex OHAUS para mezclas confiables, suaves y de alta velocidad. Modelo digital que permite ingresar la velocidad y el tiempo exactos para lograr resultados repetibles día con día.*

### **Modos de Aplicación**

Suspensión de líquidos, reactivos de mezcla, buffers y emulsiones, ensayos ELISA, extracciones de drogas, mezcla de muestras, etc.


### **Indicador**

Pantallas independientes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea.

### **Características estándar:**

- Robusto mezclador Vortex digital que ofrece un efectivo control de velocidad, agitación suave desde la puesta en marcha, bajas RPM, y agitación vigorosa para la mezcla de muestras (alta velocidad).
- Cable y enchufe desmontables de 3 hilos.
- Cabezal de copa, cabezal de 7.6 cm de cobertura y un soporte de microtubos.

## Dimensiones



## Especificaciones:

<b>Modelo</b>	<b>30392122 (VXMNDG)</b>
Control	Digital
Rango de velocidad	500 – 3000 RPM
Diámetro de orbita	4.9mm (0.19 pulgadas)
Rango de servicio	intermitente
Cond. Ambientales de operación	4°C – 40°C, 20% – 85%HR, sin condensación
Alimentación eléctrica	120V, 1.2A, 50/60Hz
Consumo eléctrico	135W
Dimensiones (W x L x H)	4.8 × 8.3 × 6.5 pulgadas / 123 × 210 × 165 mm
Peso neto	9 lb / 4.4 kg



### Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.

Equipos y Reactivos para Investigación

Av. Siglo 21, # 50 Interior 116-A

Col. Santa Cruz de las Flores

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640

Tel. 3338488484

email: [prolab@pro-lab.com.mx](mailto:prolab@pro-lab.com.mx)

[www.prolab@pro-lab.com.mx](http://www.prolab@pro-lab.com.mx)