

JENCO

Phmetro portátil con electrodo y sensor ATC



Descripción:

Phmetro portátil, mide y muestra valores simultáneos de PH/MV y ATC manual. Función de apagado automático en 30 min. Calibración en 2 puntos. Grado internacional de protección IP65.

Especificaciones:

Catalogo	6010NKB
Rango	Conductividad: -2.00 a 16.00pH ORP: -1999 a +1999mV Temp: -10.0 a 120.0 °C
Resolución	Conductividad: 0.01pH ORP: 1mV Temp: 0.1 °C
Precisión	Conductividad: $\pm 0.01 \pm 1$ digit ORP: $\pm 0.1\%$ Temp: ± 0.01 a 1 digit
Condiciones Amb. Operación	De 0 a 50°C, y 90% RH
Sensor de temperatura	Termistor, 10KOhm a 25°C
Buffer de calibración pH	7.00, 4.01, 10.01
Compensación de temperatura pH	AUTO / MAN -10 a 120°C
Peso	260g.
Medidas totales (W*D*H)	70*198*37mm
Alimentación eléctrica	Batería 1 *9V

Incluye electrodo epóxico para pH, sensor de temperatura, juego de buffer (PH 4.00, 7.00), 1 batería de 9V y estuche rígido.