

CESLAB

Balanza doble rango 100/600g



Descripción:

Balanza de precisión doble rango con calibración externa, pantalla de LCD retroiluminada, estructura de aluminio reforzado, calibración con pesa de 200g. Función de tara, conteo y unidad de medida. Cabina protectora con 3 puertas de cristal templado. Nivel de burbuja y patas niveladoras.

Especificaciones:

Catalogo	CE-JA103PL
Capacidad	100g/1mg- 600g
Resolución	±0.001/0.01g
Linealidad	±0.003g
Repetibilidad	±0.002g
Tiempo de estabilización	3 segundos
Diametro del plato	110mm
Temperatura de operación	5-25°C
Cabina de pesaje	177*173*205mm
Peso	3.5 Kg
Consumo eléctrico	5W
Alimentación eléctrica	Adaptador AC/DC 120V