

# LUZEREN®

## Incubadora digital de 50L



### Descripción:

Incubadora digital, controlada por microprocesador, tiene gran estabilidad y precisión en el control de temperatura. Convección mecánica. reloj electrónico para trabajar ciclos sin requerir un temporizador externo. Puerta interior de cristal templado. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001178
Capacidad	50L(1.95cuft)
Rango de Temperatura	35 A 65°C
Resolución	+/-0.5°C
Estabilidad	*/-1.5°C
Reloj	1-9999 Minutos
Parrillas	2 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	350*350*410mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	500*520*710mm
Consumo Eléctrico	210W
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz