

# LUZEREN<sup>®</sup>

## Balanza granataria de 310G



### Descripción:

Balanza mecánica granataria de cuatro brazos de construcción durable con plato de acero inoxidable. Adecuada para la enseñanza en laboratorios de física, química, biología, etc. Pesaje rápido y preciso por la amortiguación magnética que hace que el puntero descanse con una cantidad mínima de oscilaciones. Baleros autocentrables para mayor sensibilidad y reproducibilidad.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001270
Capacidad	311g
Precisión	0.01g
Unidad de medida	Gramos
Diámetro del plato	91mm
Brazo frontal	1g X 0.01g
Segundo brazo	10g X 1g
Tercer brazo	100 X 10g
Brazo trasero	200g X 100g
Peso	8 Kg
Medidas (L*W*H)	550*410*350mm