


LUZEREN®

Campana para PCR clase I



Descripción:

Campana para PCR clase I, construida en acrílico y superficie de trabajo en acero inoxidable 304 para una limpieza sencilla. Pantalla y tablero de control electrónico, lampara UV con emisión de 253.7 nanómetros para una efectiva descontaminación, filtro HEPA 99.985% 0.3µm, alarma visual y acústica, estabilidad durante el flujo de aire.



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001414
Velocidad de flujo de aire	>0.3m/s
Ruido	≤60dB
Iluminación máxima	430 LUX
Lampara LED	T5 4W
Lampara UV	T8 15W
Medidas internas (W*D*H)	540*385*440mm
Medidas externas (W*D*H)	550*395*730mm
Peso	38 Kg.
Consumo eléctrico	150W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz