

# LUZEREN®

## Bomba de vacío dual 30L



### Descripción:

Bomba de vacío portátil de diafragma con función doble, orificio de entrada y salida 6mm, integra 2 manómetros. Alta eficiencia y bajo ruido. Asa para sujeción y acarreo retráctil. 4 ventosas en la base para buena adherencia. Fabricada con material aleación de aluminio para mayor durabilidad y resistencia contra la corrosión. De uso en el laboratorio, industria farmacéutica, ingeniería química, bioquímica, industria alimentaria. Gran utilidad en la producción y análisis de medicamentos.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001456
Desplazamiento	30 LPM
Temperatura de operación (cuerpo de la bomba)	<55°C
Presión	0.08 Mpa/min
Presión positiva	≥30Psi
Vacío final	200 mbar
Ruido	<60dB
Motor	160W
Orificio entrada / salida (Dia)	6mm
Peso	8Kg
Medidas totales (W*D*H)	210*160*235mm
Alimentación Eléctrica	120V, 50/60Hz