

# LUZEREN®

## Bomba de vacío rotatoria 142L/min



### Descripción:

Bomba de vacío rotatoria de una etapa. Fabricada con material de aleación de aluminio para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, mirilla para chequeo de nivel de aceite. Interruptor de encendido y apagado. Cubierta protectora del ventilador. Base con patas de goma anti vibratorias que favorece la estabilidad. Asa ergonómica para sujeción y acarreo.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001458
Desplazamiento	142 L/min (5.0 CFM)
Vacío final	5 Pa (0.05 mbar)
Motor	1/3Hp
Conector de entrada	¼"
Capacidad de aceite	350ml
Peso	6.8Kg
Medidas totales (W*D*H)	280*122*220mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz

Incluye una botella con aceite