

Phmetro de mesa con ATC



Descripción:

Phmetro de mesa, mide pH y temperatura. Calibración en 2 puntos, compensación de temperatura automática (ATC), pantalla de LCD. Gran aplicación en la enseñanza en la realización de experimentos químicos, en el laboratorio para controles de calidad, mediciones de rutina, etc.

Especificaciones:

| Catalogo | PRO1002475 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Modelo | PHS3BW |
| Rango de pH | 0.00 -14.00 +/-0.005 |
| Resolución pH | +/- 0.01 |
| Rango de mV | -1999 a 1999.9 |
| Sensibilidad | +/-1mV |
| Temperatura | De 0 a 100°C +/-1°C |
| Compensación de temperatura | 0 – 100°C |
| Peso | 1.7Kg. |
| Medidas totales (L*W*H) | 210*205*65mm |
| Alimentación eléctrica | Convertidor AC/DC 9V. 400mA |

Incluye electrodo epóxico (pH), sensor de temperatura, portaelectrodo, soluciones estándar en polvo (pH Buffer) y convertidor de corriente 9V.