

LUZEREN®

Campana de Flujo Laminar Vertical



Características:

Campana individual fabricada con acero esmaltado y recubrimiento anticorrosión, filtro de protección HEPA y lampara UV libre de ozono. El motor esta diseñado para que trabaje produciendo el mínimo de ruido. El ventilador centrifugo y el bajo consumo eléctrico hacen que este equipo sea de muy bajo mantenimiento. Tiene ventana de cristal templado motorizada

CATALOGO	PRO1002537
Medidas Exteriores	1040 x600 x1730 (L x W x H)
Medidas Interiores	940 x 580 x 540 (L x W x H)
Pantalla	LED
Pre-Filtro	Fibra Poliéster desechable
Eficiencia del Filtro	99.995 a 0.3um
Flujo de Aire	de 0.3 a 0.5 m/s
Nivel de Ruido	< 60 dBA
Lamparas	1X21W Fluorescente, 1X20W , UV
Consumo	340W
Cortina	Cristal templado de 5mm con protector UV
Alimentacion	110V, 50 Hz.