



Agitador angular oscilatorio



Descripción:

Agitador angular oscilatorio tridimensional de movimiento suave con ángulo de operación de 20°. Es ideal para la mezcla uniforme de muestras de sangre contenidas en tubos para centrifugado. Es un auxiliar para la secuenciación de fragmentos (grandes o pequeños) suspendidos de ADN. Tapete de goma de gran adherencia adaptable a la mayoría de tubos para una sujeción eficiente gracias a los múltiples pivotes del mismo material.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002693
Carga máxima	0.8Kg
Velocidad	20 RPM
Peso	2.6kg
Medidas totales (W*D*H)	240*170(plataforma)*150mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz