



Agitador vortex multitubos



Descripción:

Agitador vortex multitubos, reloj, modos programables para encendido y apagado entre 1 y 59seg en intervalos de 1seg. Control con microprocesador, pantalla de LCD retroiluminada. Tiene 3 racks B03(50x13mm), B04(50*15ml) y B06(15*50ml). Aplicación en laboratorios clínicos, pruebas de alto rendimiento, ambientales, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002852
Rango de velocidad	500 A 2500 RPM
Diámetro de orbita	3.6mm
Precisión	+/-25RPM
Capacidad máxima	50 tubos
Carga máxima	4.5Kg
Reloj	1min - 99hr59min
Dimensiones de bandeja (L*W)	310*180mm
Dimensiones de cada rack	245*132*45mm
Peso	21.5Kg
Medidas totales (L*W*H)	426*250*480mm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz