




Microcentrífuga dos plazas para PCR



Sin operar

En operación

Descripción:

Microcentrífuga para PCR con capacidad para 2 microplacas, pantalla de LCD retroiluminada, diseño de rotor horizontal. Tapa de policarbonato transparente. Compatible para tiras de 8*0.2ml y tubos de PCR de 0.2ml. Reloj, útil antes y después del ciclo térmico para mejorar el rendimiento del PCR y otras pruebas.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002859
Velocidad máxima	2,200 RPM
RCF	480 x g
Reloj	0-10min
Frenado total	<30seg
Medidas totales (W*D*H)	290*360*140mm
Peso	3.6 Kg.
Alimentación eléctrica	120V AC, 60 Hz