



## Baño de ultrasonido 10L



### Descripción:

Baño de ultrasonido digital, control con microprocesador, pantalla de LED y reloj. Tanque y tapa de acero inoxidable, exterior de lamina esmaltada con resistencia química. Agarraderas laterales y ángulos protectores de plástico en los bordes. Equipo Ideal para joyerías, ópticas, relojerías, laboratorios de odontología y algunas aplicaciones de la industria electrónica.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1003055
Capacidad (litros)	10L
Temperatura	AMB 80°C
Frecuencia	40kHz
Reloj	1 - 99min
Peso	10.5kg
Medidas internas (L*W*H)	300*240*150mm
Consumo eléctrico del calentador	320W
Consumo eléctrico del ultrasonido	250W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye: canastilla de acero inoxidable.