

# LUZEREN®

## Destilador de agua 4L



### Descripción:

Destilador de agua con capacidad de 4L/h, fabricado en vidrio borosilicato de alta resistencia, Flujo de agua de enfriamiento de 1L/Min. ideal para uso general de laboratorio. estructura de base metálica con recubrimiento anticorrosivo de alta resistencia. Caldera y condensador de alta eficiencia y gran diseño. Conectores roscados para facilitar el ensamble y garantizar una conexión segura.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1003103
Capacidad	4 litros/hora
Ph del Producto	5.5 – 6.0
Conductividad (Usando agua corriente)	3.0 - 4.0 $\mu$ Scm-1
Conductividad (Usando agua tratada)	1.5 - 2.0 $\mu$ Scm-1
Temperatura de destilación	25 – 35°C
Calidad del agua	Libre de pirógenos
Flujo de alimentación	1Litro/Min.
Presión mínima	3 P.S.I.(0.2 x 105 NM-2)
Peso	12Kg
Medidas exteriores (W*D*H)	500*450*450mm
Consumo eléctrico	3KW
Alimentación eléctrica	220-240V, 50/60Hz