



Agitador Stomacher



Descripción:

Agitador mezclador peristáltico (STOMACHER). Control electrónico y pantalla de LCD retroiluminada, capacidad de memoria para almacenar hasta 10 programas. Ventana de cristal templado. Medida de bolsa 17x30cm. Gran aplicación en el tratamiento de homogenización para tejidos animales y muestras biológicas. Usos en biomedicina, industria alimenticia, la petroquímica, tintas, la industria del papel, plásticos, caucho, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003207
Modelo	BLENDER 11L.
Capacidad máxima	400ml
Rango de velocidad	3 – 12 golpes/seg
Reloj	0.1 – 99min
Medidas totales (L*W*H)	420*245*340mm
Consumo eléctrico	300W
Alimentación eléctrica	120V 50/60Hz

Incluye: Rack metálico para muestras, 100 bolsas estériles para homogeneizador, 4 pinzas de plástico para cierre hermético de bolsa, cable de alimentación eléctrica y manual de usuario.