



## Pipeteador Manual Macro



### Descripción:

Pipeteador manual LEVO para usarse con pipetas de 1-100ml, tiene punta de silicón, autoclaveable, incluye un filtro hidrofóbico reemplazable de 3 $\mu$ m. Diseño ligero, sencillo y robusto que facilita su operación.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1004063</b>
Modelo	LEVO
Color	Rojo
Certificación ISO	9001/13485
Peso	159g
Medidas totales (empaque)	50*50*210mm