



Vortex



Descripción:

Vortex solido y estable, con copa para tubos, control de velocidad, gran estabilidad gracias a sus 4 patas anti vibratorias y anti derrapantes. Con copa para tubos. Modalidades de operación: de toque/continua. Fabricación robusta en aleación de aluminio. Indicado para laboratorios, farmacias, industria química, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

| Catalogo | PRO1004070 |
|------------------------|---------------------|
| Modelo | MX-S |
| Rango de velocidad | 0 A 2500 RPM |
| Movimiento de mezcla | Orbital |
| Diámetro de orbita | 4mm |
| Grado de protección | IP21 |
| Peso | 3.5Kg |
| Dimensiones: | 127*130*160mm |
| Consumo eléctrico | 60W |
| Alimentación eléctrica | 110 - 120V, 50/60Hz |