



Desecador de vidrio con vacío 200mm



Descripción:

Desecador de vidrio 200mm con tapa para vacío, hecho de borosilicato 3.3 de alta resistencia al calor, tanto la junta de la tapa como la base son esmeriladas y se acoplan sin fugas por lo que no requiere el uso de grasa. Incluye placa metálica. Uso en desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001040
Diámetro Interior (d1)	155mm
Diámetro Interior (d2)	165mm
Diámetro Interior (d3)	215mm
Diámetro de placa	190mm
Altura (H)	260mm
Peso	2.5Kg
Medidas embalaje (W*D*H)	320*320*230mm