



Desecador de vidrio con vacío 250mm



Descripción:

Desecador de vidrio 250mm con tapa para vacío, hecho de borosilicato 3.3 de alta resistencia al calor, tanto la junta de la tapa como la base son esmeriladas y se acoplan sin fugas por lo que no requiere el uso de grasa. Incluye placa metálica. Uso en desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001041
Diámetro Interior (d1)	175mm
Diámetro Interior (d2)	200mm
Diámetro Interior (d3)	250mm
Diámetro de placa	235mm
Altura (H)	300mm
Peso	4.5Kg
Medidas embalaje (W*D*H)	350*350*260mm