

LUZEREN®

Baño maría digital 3L



Descripción:

Baño maría con control digital, pantalla de LED, interiores en acero inoxidable tipo 304. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

| catalogo | PRO2001200 |
|----------------------------|-------------------|
| Capacidad (litros) | 3L |
| Rango de temperatura | AMB +5 a 99°C |
| Peso | 3kg |
| Medidas interiores (W*D*H) | 160*160*130mm |
| Medidas exteriores (W*D*H) | 195*190*210mm |
| Consumo eléctrico | 300W |
| Alimentación eléctrica | 110V, 50/60 Hz |

Incluye rejilla y tapa de arillos
concéntricos de acero inoxidable