



## Dispensador Análogo de 2.5-25ml

### Descripción:

Dispensador análogo con diseño ergonómico y válvula de seguridad, hecho con materiales de gran durabilidad y alta resistencia química. Tubo de descarga con rotación de 360°. Garantiza una exactitud impecable y un funcionamiento sencillo.



Se desarma fácilmente para su limpieza




Mecanismo de pistón que permite su limpieza sin perder la calibración



Incluye juego de 4 adaptadores para frascos



Tubo de llenado para frascos de 170 a 300mm



Montaje seguro y sencillo

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001404
Rango de Volúmen	2.5 A 25ml
Incrementos de	0.5ml
Inexactitud	+/- 0.5%, +/- 0.125ml
Imprecisión	+/- 0.2%, +/- 0.05ml
Peso total c/empaque	600g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	255*80*300mm