

UNICO®

Espectrofotómetro Visible



Descripción:

Espectrofotómetro visible con porta muestras para 4 celdas de 10mm, puede hacer escaneo con software opcional. Equipo programable con capacidad de almacenar hasta 200 curvas y 500 resultados. Gran aplicación en áreas tales como la química, bioquímica, petroquímica, protección ambiental, clínicas, laboratorios de alimentos y bebidas, agua, laboratorio de aguas residuales y demás campos relacionados con el control de calidad y la investigación.

Especificaciones:

Catalogo	S1205
Sistema optico	Haz simple
Rango de longitud de onda	325-1000nm
Ancho de banda	5nm
Precisión de longitud de onda	±2nm
Repetibilidad de longitud de onda	±1nm
Precisión fotométrica	± 0004@0.5A
Rango fotométrico	0 A 125%T, -0-3 a 20.5 Abs, -9999 a 9999
Estabilidad	<0.3 @340 y 400nm
Iluminación	Lampara de Tungsteno y Halógeno
Salida de datos	Puertos USB y RS232 (impresora)
Medidas Totales (W*D*H)	420*340*180mm
Peso	8.2 Kg
Alimentación eléctrica	120V 50/60Hz

Incluye 2 celdas de vidrio de 10mm