

Vortex Genie 2 Digital



Descripción:

Vortex digital de velocidad variable, incluye copa para tubo de 40mm de diámetro y plataforma de hule de 3" (TX3030A) para vaso de precipitado, matraz o varios tubos. Es de fabricación robusta y estable gracias a su armazón metálico. Excelente estabilidad en la mesa de trabajo por su peso suficiente y sus 4 patas de goma antiderrapante. Modos de operación: de toque/continuo. Indicado para laboratorios, farmacias, industria química, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	SI-A236
Rango de velocidad	500 A 3000 RPM
Diámetro de orbita	4mm
Reloj	Modo toque: 1 A 99 segundos Modo continuo: 1 A 99 minutos
Peso	4Kg
Dimensiones (H*W*D)	165*122*165mm
Alimentación eléctrica	120V, 60Hz