

Vortex Genie 2 con reloj mecánico



Descripción:

Vortex Genie2 de velocidad variable, con reloj mecánico integrado y función de manos libres. Incluye copa para tubo de 40mm de diámetro y plataforma de hule de 3" para vaso de precipitado, matraz o varios tubos. Es de fabricación robusta y estable gracias a su armazón metálico. Excelente estabilidad en la mesa de trabajo por su peso suficiente y sus 4 patas de goma antiderrapante. Indicado para laboratorios, farmacias, industria química, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	SI-T236
Rango de velocidad	600 A 3200 RPM
Precisión	+/- 5%
Diámetro de orbita	4mm
Función del reloj	Modo toque: 1 A 60 segundos Manos libres: 1 A 60 minutos o continuo
Peso	4Kg
Dimensiones (H*W*D)	165*122*165mm
Alimentación eléctrica	120V, 60Hz