



### **ELECTRODOS STARTER**

#### **La precisión de OHAUS alimenta a los electrodos Starter**

Con el respaldo de nuestro compromiso Y la medición exacta y precisa, la serie de electrodos Starter de OHAUS está diseñada para brindar resultados exactos una y otra vez. La serie Starter incluye electrodos para pH, referencia, potencial redox, conductividad, oxígeno disuelto (OD) y temperatura. Compatibles con los medidores de mesa y portátiles Starter.

#### **Especificaciones:**

<b>Modelo</b>	<b>ST310</b>
Rango de Medición	0.00 - 14.00 pH 0 °C - 80 °C
Ambiente de trabajo	10°C – 40°C, 85 % de HR, sin condensación
Longitud del cable	1.1 m
Tipo de electrodo	pH
Dimensiones {Ø Diámetro_@	12mm
Sensor de temperatura	30 kΩ
Material del eje	Plastico
Peso neto	80 g



#### **Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.**

Equipos y Reactivos para Investigación

Av. Siglo 21, # 50 Interior 116-A

Col. Santa Cruz de las Flores

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640

Tel. 3338488484

email: [prolab@pro-lab.com.mx](mailto:prolab@pro-lab.com.mx)

[www.prolab@pro-lab.com.mx](http://www.prolab@pro-lab.com.mx)