



ELECTRODOS STARTER

La precisión de OHAUS alimenta a los electrodos Starter

Con el respaldo de nuestro compromiso Y la medición exacta y precisa, la serie de electrodos Starter de OHAUS está diseñada para brindar resultados exactos una y otra vez. La serie Starter incluye electrodos para pH, referencia, potencial redox, conductividad, oxígeno disuelto (OD) y temperatura. Compatibles con los medidores de mesa y portátiles Starter.

Especificaciones:

Modelo	ST320
Rango de Medición	0 – 14 pH
Ambiente de trabajo	10°C – 40°C, 85 % de HR, sin condensación
Longitud del cable	3 m
Conector (Tipo)	BNC
Tipo de electrodo	pH
Ø Diámetro	12mm
Sensor de temperatura	30 kΩ
Material del eje	Plastico
Peso neto	165 g



Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.
Equipos y Reactivos para Investigación
Av. Siglo 21, # 50 Interior 116-A
Col. Santa Cruz de las Flores
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640
Tel. 3338488484
email: prolab@pro-lab.com.mx
www.prolab@pro-lab.com.mx