



Agitador Vibratorio Vortex



Descripción:

Resistente agitador vibratorio de diseño moderno, libre de mantenimiento, es un modelo circular, compacto, silencioso y de velocidad variable. Opera en la modalidad de toque o continuo. Incluye copa para tubos.

Especificaciones:

Catalogo	V-3
Rango de Velocidad	50 A 4000rpm
Amplitud de giro	4mm
Reloj	0.1 A 99min
Capacidad (volumen)	Tubo hasta 50ml
Peso	600g
Medidas Totales (D*H)	130*58mm
Alimentación Eléctrica	DC 12V, 1.5A

