

Desecador de vidrio con vacío 200mm



Descripción:

Desecador de vidrio 200mm con tapa para vacío, hecho de borosilicato 3.3 de alta resistencia al calor, cumple con los estándares de calidad DIN12491, tanto la tapa como la base son esmeriladas y se acoplan sin fugas por lo que no requiere el uso de grasa, con llave de paso para acoplamiento a bomba de vacío. No incluye placa. Uso en desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

Especificaciones:

Catalogo	039.02.200
Diámetro Interior (d1)	160mm
Diámetro Interior (d2)	200mm
Diámetro Interior (d3)	220mm
Altura (H)	350mm
Peso	5.5Kg
Medidas embalaje (W*D*H)	300*310*310mm