

## Desecador de vidrio con vacío 250mm



### Descripción:

Desecador de vidrio 250mm con tapa para vacío, hecho de borosilicato 3.3 de alta resistencia al calor, cumple con los estándares de calidad DIN12491, tanto la tapa como la base son esmeriladas y se acoplan sin fugas por lo que no requiere el uso de grasa, con llave de paso para acoplamiento a bomba de vacío. No incluye placa. Uso en desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>039.02.250</b>
Diámetro Interior (d1)	210mm
Diámetro Interior (d2)	250mm
Diámetro Interior (d3)	275mm
Altura (H)	390mm
Peso	19Kg
Medidas embalaje (W*D*H)	350*360*360mm