



Vortex 0-3400 RPM



Especificaciones:

Catalogo	6775
Modelo	LSE
Rango de velocidad	0 A 3400 RPM
Movimiento de mezcla	Orbital
Peso	2.2Kg
Dimensiones (D*W*H):	160*140*130mm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz

Descripción:

Vortex solido, potente, ligero y compacto, con copa para tubos, control de velocidad, cuenta con contrapeso optimo para generar vibración mínima aun a máxima velocidad. Selector de operación: Continua o Toque. Aplica para tubos de centrifugado y microtubos estándar. Ideal para laboratorios, farmacias, industria química, la enseñanza, etc.