

# CESLAB

## Balanza analítica de 120g\*0.1mg



### Descripción:

Balanza analítica con calibración externa, pantalla de LCD retroiluminada, exterior de ABS de alta resistencia química y estructura metálica reforzada. Calibración con pesa de 100g (Incluida). Nivel de burbuja, base con niveladores de tornillo. Función de tara, conteo y unidades de medida, cabina protectora con 3 puertas de cristal. Cuenta con interfaz estándar RS232 para conexión directa a ordenador o impresora.

### Especificaciones:

Catalogo	CE-FA1204E
Capacidad	0 - 120g
Resolución	±0.0001g (0.1mg)
Linealidad	±0.0003g
Repetibilidad	±0.0002g
Tiempo de estabilización	<3 segundos
Tamaño del plato	80mm
Temperatura de operación	15-35°C
Cabina de pesaje (L*W*H)	180*175*200mm
Peso	6 Kg
Medidas totales (L*W*H)	425*320*415mm
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

