

CESLAB

Balanza Digital Portátil 5000g*0.01g



Especificaciones:

Catalogo	CE-JA5000C
Capacidad / Resolución	5000g * 0.01g
Repetibilidad	±0.03g
Tiempo de estabilización	4 segundos
Diámetro del plato	180*180mm
Temperatura de operación	5-40°C
Peso	2.5 Kg
Consumo eléctrico	5W
Alimentación eléctrica	Convertidor de voltaje AC/DC 9V, 1A

Incluye convertidor de voltaje AC/DC y manual de operación

Descripción:

Balanza digital portátil con pantalla de LCD retroiluminada, estructura y carcasa de aluminio reforzado con recubrimiento anticorrosión de gran durabilidad y resistencia química, tara en toda la capacidad, calibración con pesa de 2000g (No incluida). Función de tara y conteo. Puerto de salida de datos RS-232. Nivel de burbuja y patas niveladoras. Opera con convertidor de voltaje AC/DC.

