

CESLAB

Balanza Digital para Humedad 110g/0.001g



Descripción:

Balanza digital para humedad, pantalla táctil LCD de 7", calentamiento con lámpara halógena IR, memoria para 50 pruebas, calibración externa, plato de acero inoxidable de 96mm, cuatro formas de secado (Estándar, Rápido, Lento y Ajustable). Tres formas de paro (Automático, Manual y temporizado). Cámara interior de acero inoxidable. Útil en aplicaciones de laboratorio, industriales, agrícolas, la industria del tabaco, papel, alimentos, té, maíz, químicos, materiales textiles, etc.

Especificaciones:

Catalogo	CE-XY-1003MX
Capacidad	110g
Resolución	0.001g
Rango de Humedad	0.01 - 100%
Rango de temperatura	40-200°C
Sensor de temperatura	HBM
Reloj	1-99 min
Diámetro del plato	100mm
Temperatura de operación	5-35°C
Medidas Totales (W*H*D)	403*240*180mm
Peso	6Kg
Alimentación eléctrica	120V,50/60 Hz

Incluye juego de 80 charolas redondas de aluminio para muestras, soporte de charola y guarda cuadrada contra viento.