

# CESLAB

## Balanza Digital para Humedad 110g/0.001g



### Descripción:

Balanza digital para humedad, pantalla táctil LCD de 5" a color, calentamiento con lámpara halógena IR, memoria para 20 pruebas, calibración externa, plato de acero inoxidable de 100mm, despliega curva de trabajo en tiempo real, tres modos de prueba (Estándar, Lento y Rápido). Tres formas de paro (Automático, Manual y temporizado). Útil en aplicaciones de laboratorio, industriales, agrícolas, la industria del tabaco, papel, alimentos, té, maíz, químicos, materiales textiles, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	CE-XY-101ME
Capacidad	110g
Resolución	1mg
Rango de temperatura	40-160°C
Sensor de temperatura	HBM
Reloj	1-99 min
Diámetro del plato	100mm
Peso	4.5Kg
Temperatura de operación	5-35°C
Medidas Totales (W*H*D)	336*214*166mm
Alimentación eléctrica	110V,50/60 Hz

Incluye juego de 20 charolas redondas de aluminio para muestras, soporte de alambre para charola, soporte de tres brazos y guarda contra viento.