

CESLAB

Balanza digital portátil 2100g/0.01g



Descripción:

Balanza digital portátil, pantalla de LCD retroiluminada, plato cuadrado de acero inoxidable, tara en toda la capacidad, calibración con pesa de 1000g (No incluida). Conversión de unidad de medidas, función para conteo y calibración. Nivel de burbuja y patas niveladoras.

Especificaciones:

Catalogo	CE-XY20002C
Capacidad	2100g
Resolución	0.01g
Linealidad	±0.03g
Repetibilidad	±0.02g
Tiempo de estabilización	2 segundos
Unidades de medida	g, ct, oz
Medidas del plato	160*160mm
Temperatura de operación	0-40°C
Medidas Totales	310*230*130mm
Peso	2.2 Kg
Consumo eléctrico	5W
Alimentación eléctrica	Convertidor AC/DC 110V,50/60 Hz 6VDC / 500mA

Incluye convertidor de voltaje AC/DC