

CESLAB

Balanza digital de plataforma 310Kg*10g



Descripción:

Balanza digital de piso, control electrónico con pantalla de LED con extensión de tubo de acero, tiempo de estabilización 2 segundos, función para tara y conteo. Plataforma cuadrada de acero inoxidable, armazón reforzado con acabado en pintura electrostática y patas niveladoras.

Especificaciones:

| Catalogo | CE-XY300E |
|-------------------------------|---------------|
| Capacidad | 310Kg |
| Resolución | 10g |
| Linealidad | ±30g |
| Repetibilidad | ±20g |
| Medidas de plataforma (W*D*H) | 410*510*50mm |
| Temperatura de operación | 0-40°C |
| Medidas de empaque (W*D*H) | 420*850*170mm |
| Peso | 13 Kg |
| Consumo eléctrico | 5W |
| Alimentación eléctrica | 120V,50/60 Hz |