

# CESLAB

## Balanza digital portátil 610g/0.01g



### Descripción:

Balanza digital portátil, tara en toda la capacidad, pantalla grande de LED que facilita la lectura, exterior de plástico ABS de alta resistencia, plato redondo de acero inoxidable. Calibración con pesa de 200g.

### Especificaciones:

Catalogo	CE-XY600C
Capacidad	610g
Resolución	0.01g
Linealidad	0.03g
Repetibilidad	0.02g
Tiempo de estabilización	2 segundos
Diámetro del plato (Dia)	130mm
Temperatura de operación	0-40°C
Dimensiones (L*D*H)	185*265*70mm
Peso	2.2 Kg
Consumo eléctrico	5W
Alimentación eléctrica	Entrada 100-240V AC ,50/60Hz Adaptador AC/DC 9V, 1A

Incluye pesa cromada de calibración de 200g  
y adaptador de voltaje ACDC