

Parrilla analógica AccuPlate™

La parrilla de placa calefactora analógica de Labnet fue desarrollada para ser segura y confiable, lo que la hace ideal para los mercados de Ciencia, Educación o Investigación. La placa superior de 7" x 7" revestida de cerámica proporciona uniformidad hasta una temperatura máxima de 380°C.

Las características de seguridad incluyen una lámpara LED indicador ubicada en el panel de control extendido, así como un interruptor de alimentación convenientemente ubicado en el costado de la unidad.

Especificaciones:

Temperatura máxima: hasta 380°C

Dimensiones (W x D x H): 200*300*115mm

Dimensiones de la placa (W*D): 180*180mm (7" * 7")

Consumo eléctrico: 680W.

Alimentación eléctrica 110V, 50/60 Hz



AccuPlate™ B



Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.
Equipos y Reactivos para Investigación
Av. Siglo 21, # 50 Interior 116-A
Col. Santa Cruz de las Flores
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640
Tel. 3338488484
email: prolab@pro-lab.com.mx
www.prolab@pro-lab.com.mx