



Agitador con balanceo y plataforma doble



Digital Rocking Shaker DRS-12 es un agitador de alto desempeño, capaz de operar por periodos largos y adecuado para la gran mayoría de aplicaciones en los laboratorios. Control digital programable, ángulo de agitacion de 1 a 12°, velocidad variable y reloj. Varias plataformas pueden ser adicionadas para aumentar la capacidad y productividad del equipo. Angulo de movimiento variable. Temporizador digital. Controles de operación de alta precisión. Notificación de sonido cuando se completa la operación. Incluye cubierta antideslizante.

Especificaciones:

Tamaño de la plataforma (mm)	254 x 305
• Angulo de movimiento (grados)	1 a 12°
• Temporizador (min)	1 a 999
• Tipo de rotación	Rocking
• Velocidad de agitación (RPM)	1 a 50
• Temperatura de operación (°C)	+4 a +45
• Humedad de operación (%)	Max 80
• Alimentación eléctrica (V)	DC12
• Dimensiones (mm)	305 x 274 x 110
• Peso (Kg)	3.5