

Evar

Autoclave vertical de 40L



Especificaciones:

Catalogo	EV-30
Capacidad	40 L
Rango de temperatura	Hasta 121°C
Presión máxima	1.5kg/cm2
Tiempo para alcanzar 121°C	30 minutos
Peso	42Kg
Medidas Ext. de cuerpo (W*H)	450*1000mm
Medidas Ext. de campana (W*D)	300*600mm
Resistencia tubular de SS	2400W
Medidas Totales (Dia*H)	530*1000mm
Alimentación Eléctrica	120V, 50/60Hz

Incluye canastilla de acero inoxidable

Descripción:

Autoclave vertical cilíndrica, versátil y eficiente, interior y exterior de acero inoxidable 304, tanque interno de acero con recubrimiento de cromo, la tapa tiene un cierre hermético uniforme de 6 mariposas, válvula de seguridad calibrada a 1.5 kg/cm², válvula de alivio, termómetro bimetálico de carátula, manómetro, tubo de nivel de agua y control manual de 3 calores. Utilizada en hospitales y laboratorios como una medida elemental de esterilización de material por medio de calor húmedo en forma de vapor presurizado, facilitando el proceso en un tiempo relativamente corto.