

CESLAB

Balanza de Precisión 310g*0.001g



Descripción:

Balanza de precisión con calibración externa con pesa de 200g, tara, conteo, control digital PID, pantalla de LED, plato redondo de acero inoxidable. Cabina protectora con puertas de vidrio deslizables. Cubierta de acero inoxidable. Exteriores en ABS de alta resistencia. Bases niveladoras de tornillo. Útil en aplicaciones de laboratorio, industriales, agrícolas, químicos. Instituciones de investigación científica y la enseñanza.

Especificaciones:

Catalogo	CE-JA303H
Capacidad	210g
Resolución	0.001g
Repetibilidad	+/-0.002g
Linearidad	+/-0.003g
Tiempo de Estabilización	3 Seg
Diámetro del platillo	90mm
Condiciones de operación	5-35°C / 50-85% Humedad
Consumo Máximo	5W
Medidas Totales (W*D*H)	240*215*350mm
Peso	7.5Kg
Alimentación Eléctrica	Adaptador ACDC 120V,50/60 Hz