

## Microcentrífuga personal



### Descripción:

Microcentrífuga personal con rotor para 6 tubos de 1.5 a 2ml y adaptador para microtubos de 0.5ml. Cuerpo y rotor de resina ABS, base con goma antideslizante. Reloj ajustable a 10 minutos, tapa de policarbonato con accionamiento para iniciar o detener proceso. Ideal para filtración, extracción para diferentes tipos de muestras, separación de células sanguíneas, procesamiento de muestras microbiológicas. etc.

### Especificaciones:

Modelo	<b>GMC-361</b>
Velocidad máxima	6600 RPM
Fuerza centrífuga máxima	2000 x g
Peso	1000g
Medidas (L*W*H)	160*160*100mm
Consumo eléctrico	7W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz