

Autoclave automática vertical 100L, 220V



Descripción:

Autoclave vertical, operación de esterilización completamente automática controlada por microprocesador PID digital, pantalla de LED, ciclo de secado, se programan los parámetros y trabaja con solo oprimir un botón. Mecanismo de seguridad para liberación de sobrepresión, sensor de nivel de agua con indicador de LED. Interruptor térmico de seguridad. Tapa con manija robusta. Interiores de acero inoxidable tipo 304, exteriores en lamina esmaltada epóxica. Adecuada para la esterilización de equipo quirúrgico, dental, cristalería, cultivo biológico, alimentos, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, institutos de investigación científica y laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	LAC-5100SD-220V
Capacidad	100 litros (3.53 cuft)
Rango de temperatura	110°C – 121°C
Presión de trabajo	1.2 bar a 121°C
Precisión	± 0.1°C a 121°C
Reloj	0 – 99 min
Medidor de presión	0 – 4kg/cm2
Calentador	5kW
Medidas de cámara (Dia *H)	450*630mm
Medidas Exteriores (L*D*H)	863*725*1087mm
Alimentación eléctrica	220V +/-10%, 50Hz

Incluye 2 canastillas de acero