

## Campana de flujo laminar horizontal 120cm



### Descripción:

Campana de flujo laminar horizontal. Interiores en acero inoxidable 304 y exteriores de acero galvanizado con acabado en pintura electrostática. Filtro HEPA 99.97%, prefiltro para erradicación de partículas 3-30 $\mu$ m, control digital con microprocesador, reloj, motor extractor con 9 velocidades, puerta contrabalanceada con cristal templado y protección UV. Llave para gas y aire. Incluye base de acero tubular armable (LST-0120). Brinda protección al ambiente manteniendo un entorno seguro.

### Especificaciones:

Modelo	<b>LCB-0122H</b>
Velocidad de flujo de aire	0.3~0.6m/s
Ruido	56 - 60dBA
Lampara fluorescente	1 X20W
Lampara UV	1 X 20W
Volumen de aire	1350 m <sup>3</sup> /h
Peso total Aprox. c/empaque	290kg
Medidas internas (W*D*H)	1190*550*650mm
Medidas externas (W*D*H)	1350*800*1170mm
Alimentación eléctrica	Contacto doble de 110V, 50/60Hz