

Baño circulador digital 6L



Especificaciones:

Modelo	LCB-6D
Capacidad (litros)	6
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C
Exactitud	+/-0.1°C
Uniformidad	+/-0.3°C
Bombeo (Externo/Interno)	7 L/min
Peso	6kg
Medidas interiores (W*D*H)	300*155*150mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	338*195*400mm
Consumo eléctrico	1500W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Descripción:

Baño circulador digital controlado por microprocesador PID, pantalla de LED de 4 dígitos, reloj, alarma, interruptor térmico de seguridad. Tina de acero inoxidable tipo 304. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Incluye tapa de acero inoxidable. Aplicaciones biomédicas, industriales y biológicas. Prácticas específicas como cultivos y aireación celular, tasas de solubilidad en aumento, ensayos de biología molecular, cultivos bacterianos y aplicaciones de hibridación.