

## Incubadora convección mecánica 80L



### Descripción:

Incubadora vertical para uso general, convección mecánica, control digital con microprocesador, pantalla LED de 4 dígitos, reloj, fabricada con interiores en acero inoxidable tipo 304 y exteriores en acero con acabado en pintura electrostática, puerta de cristal templado y empaque siliconado. Ventilador silencioso. Interruptor térmico de seguridad. Reinicio automático en caso de corte de energía. Es un equipo ideal de uso general en una gran variedad de laboratorios multidisciplinarios.

### Especificaciones:

Modelo	LIB-080M
Capacidad	80L (2.95cuft)
Rango de Temperatura	37 A 70°C
Precisión	0.1°C
Uniformidad	±0.5°C
Parrillas	2
Reloj	99hr 59min / continuo
Medidas Interiores (W*D*H)	400*400*500mm
Medidas exteriores (W*D*H)	550*587*827mm
Consumo eléctrico	200W
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz