

Baño maría análogo 6L



Descripción:

Baño maría control analógico con tapa. Interiores de acero inoxidable tipo 304. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Interruptor térmico de seguridad. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos o incubación de cultivos celulares.

Especificaciones:

Modelo	LWB-206A
Capacidad (litros)	6
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C
Exactitud	+/-0.5°C
Uniformidad	+/-3.0°C
Medidas interiores (W*D*H)	300*155*150mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	327*178*280mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz