



Centrífuga universal ventilada



Descripción:

Centrífuga universal ventilada con rotor colgante (3600 rpm) de 4*200ml (43124-1263), incluye adaptadores para tubos cónicos de 15 y 50ml. Interruptor térmico de seguridad. Luz indicadora de desbalance, advierte cuando el rotor ha sido cargado incorrectamente. Luz indicadora de seguridad de la tapa indica cuando se puede abrir y también cuando esta bloqueada.



4 cubetas de aluminio 200ml y tapa rosca transparente (43551-1215)
 4 Adaptadores de 50ml (34159-309)
 4 adaptadores de 15ml*3 (34159-310)



Rotor 43124-1263 200ml

Especificaciones:

Catalogo	MSB020.CX1.1
Modelo	CENTAUR 2
Velocidad máxima	4,600 RPM
Reloj	0 A 30 min
Condiciones de operación:	
Altitud	Hasta 2,000M
Temperatura Max. De operación	31°C
Humedad	MRH 80%
Dimensiones (H*W*D)	336*436*487mm
Peso	36 Kg. (Sin rotor)
Alimentación eléctrica	110-120V AC, 50/60Hz.