

# LUZEREN®

## Vaso de precipitado de vidrio 1L



### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001001
Modelo	1101-1000
Capacidad	1000ml
Graduación	100ml
Rango graduado	200-1000ml
Diámetro	110mm (Aprox)
Altura	160mm (Aprox)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

### Descripción:

Vaso de precipitado de vidrio borosilicato 3.3, con fondo plano, forma baja con pico y borde reforzado. Serigrafía en color blanco para una mejor lectura. Recipiente idóneo para el proceso de precipitación, calentamiento, agitación, vaciado, mezclado, transportación de líquidos, preparado de disoluciones, etc.